

1.01 / Ime artikla

HITRI TEST ANTIGEN SARS-CoV-2 " AllTest " v kaseti COD. EG26AST

1.02 / Uvoznik

Kimesta d.o.o.

1.03 / Poreklo

Kitjaska

1.04 / CE certifikati

Na voljo na zahtevo

1.05 / Predvidena uporaba

Kaseta za hitri test antigena SARS-CoV-2 (Swab) je hitri kromatografski imunski test za kvalitativno odkrivanje antigenov nukleokapsidnega proteina SARS-CoV-2 v vzorcih brisov posameznikov s sumom na okužbo s SARS-CoV-2.

1.06 / Direktive

Direktiva IVDD 98/79/CE

1.07 / Standardi

EN ISO 13485:2016, EN ISO 15223-1:2016, EN ISO 14791:2012, EN ISO 13975:2003, EN ISO 18113-1:2011, EN ISO 18113-2:2011, EN ISO 13612:2002/AC:2002, EN ISO 17511:2020, EN ISO 23640:2015, EN ISO 13641:2002, EN ISO 15223-1:2016, EN13532:2002

1.08 / REF št.

INCP-502H

1.09 / RDM št.

2004542

1.10 / Opis

Hitri antigenski test COVID-19 (nosni bris) je testni komplet za enkratno uporabo, namenjen odkrivanju SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19, z vzorci nosnih brisov, ki jih sami odvzamejo posamezniki s simptomi, za katere se sumi, da so okuženi s COVID-19. Ta test je zasnovan za domačo uporabo z vzorci nosnih brisov, ki jih sami odvzamejo posamezniki, za katere se sumi, da imajo COVID-19. Hitri test na antigen COVID-19 (bris nosu) pridobi samo predhodne rezultate, končna potrditev mora temeljiti na rezultatih klinične diagnostike.

1.11 / Navodila za uporabo in shranjevanje

Shranjujte v zaprti vrečki pri sobni temperaturi ali v hladilniku (2-30 °C). Test je stabilen do datuma izteka roka uporabnosti, ki je natisnjen na zaprti vrečki. Test mora do uporabe ostati v zaprti embalaži. NE ZAMRZUJTE. Ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti.



2.01/ Primarna embalaža

Količina	1 kos
Dimenzije	n.d.
Teža – material	n.d. – kartonček

2.02 / Sekundarna embalaža

Količina	400 kosov
Dimenzije	n.d.
Teža – material	n.d.. – Valoviti karton
Paleta	n.d.